

## 校正報告

Date : Apr. 11, 2024

### CALIBRATION REPORT

第 1 頁 / 共 1 頁

Document number : **TP113C-04-1111**

客戶名稱 : 馬偕紀念醫院  
Customer name

產品名稱 : 溫濕度計  
Product name

型號 : DTM-303H  
Model No.

校驗人員 : 周碩恆  
Operator

校正項目 :  校驗  調整  
Cal. Info Cal. Only Adjusted

製造廠商 : TECPEL  
Manufacturer

序號 : TP215281  
Serial NO.

校驗日期 : Apr. 11, 2024  
Inspected date

建議再校日期 : Apr. 10, 2025  
Recommended Date

### 使用標準器 / TECPEL Standard

| 儀器型號<br>Model  | 儀器序號<br>ID. No.  | 追溯單位<br>Calibration sources | 報告編號<br>Report No. | 標準器校正日期<br>Calibration Date |
|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| HP32/HC2-IC102 | 5180607/20269643 | ETC                         | 23-09-BAC-277-01   | Sep. 26, 2023               |

#### 1. Temperature Measurement Check (°C) :

| IN        |       |
|-----------|-------|
| Standard: | 24.21 |
| Reading:  | 24.8  |
| Error     | 0.59  |

| OUT       |       |
|-----------|-------|
| Standard: | 24.21 |
| Reading:  | 24.4  |
| Error     | 0.19  |

#### 2. Relative Humidity Measurement Check (RH%) :

|           |       |
|-----------|-------|
| Standard: | 59.42 |
| Reading:  | 57.9  |
| Error     | -1.52 |

Error = Reading - Standard

泰菱有限公司特此證明本報告內之受校儀器與標準器做過比較校正。

校正之標準器可追溯至中華民國度量衡國家標準實驗室標準。

上列的資料是以標準器進行比對測試所得的數據。本報告僅對送驗儀器之檢驗項目有效。

TECPEL certifies that equipment herein has been compared with the calibrated standards

The standards used to perform this calibration are traceable to NMI / ROC.

The above data shows the result of the comparison test with the standard instrument .

This inspection report is valid only to the items inspected.

泰菱有限公司

公司通訊地址: 新北市新店區民權路 130 巷 12 號 3 樓

電話: 02-2218-3111

傳真: 02- 2218-3222



報告簽署人

Signature

# 弘優科技有限公司

HONG-U SCIENTIFIC CORP.

<http://www.advantec.com>

24354新北市泰山區明志路三段350號6樓

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

## 校正報告書

Calibration Report

Report No. HUS24071203

|       |                     |       |           |       |           |
|-------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 客戶名稱: | 台北馬偕醫院臨床試驗藥局        |       |           | 連絡人:  | 劉人瑞藥師     |
| 電話:   | (02)25433535 # 2243 | 申請日期: | 2024/7/12 | 校正日期: | 2024/7/12 |
| 受測儀器: | B1 Room Temp溫度傳送點   | 型號:   | 無         | 序號:   | 無         |
| 地址:   | 台北市中山北路二段92號B1      |       |           |       |           |

### 使用標準器(Standards)

| 儀器名稱<br>Equipment | 製造廠商<br>Manufacture | 機型<br>Model     |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 白金電阻溫度計           | BRAIN CHILD         | PR2012-OA211100 |
|                   |                     |                 |
|                   |                     |                 |

| 序號<br>Serial No. | 追溯單位<br>Traceability | 報告號碼<br>Report No | 標準器有效日期<br>Due Date |
|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 219240017        | TAF                  | LAT074824         | 2025/5/5            |
|                  |                      |                   |                     |
|                  |                      |                   |                     |

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| 實際環境<br>溫度檢查   | 溫度: 22.6°C           | 相對濕度: 53%         |
| 溫度標準量測值(單位)<br>22.7°C  | 溫度實際讀值(單位)<br>22.6°C | 誤差值(單位)<br>-0.1°C |
| 附註: 1. 量測數值在允收誤差範圍 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以內。<br>2. 建議每年做一次溫度測定及校正。 |                      |                   |

測量人員簽名



第一聯: 客戶留存聯

第二聯: 公司留存聯